

Drenaje de Jackson Pratt

Se usa para evacuar líquidos que se acumulan en un área tras una cirugía.

Tiene forma de bombilla que viene conectado a un tubo. Una de las partes finales del tubo se coloca dentro, la otra parte sale por una pequeña incisión en la piel y ahí se conecta la bombilla.

Para la succión la bombilla se estrecha hasta que queda plana y se conecta al tubo que sale de su cuerpo.

La bombilla se extiende a medida que se llena de líquido.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=drenaje_de_jackson_pratt

Last update: **2025/03/10 14:56**

