

(Ventimask): permite la administración de una concentración exacta de [oxígeno](#), permitiendo niveles de [FiO2](#) de entre el 24-50%, con una cantidad de litros por minuto que oscila entre 3-15 litros. Este sistema sigue el principio de Bernoulli, es decir, el dispositivo mezcla el oxígeno con el aire ambiental a través de orificios de distinto diámetro.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=mascarilla_venturi

Last update: **2025/03/10 14:50**

